



Varenummer 232541

pH-strips, pH-interval 1-14

Produktbeskrivelse

Til hurtig bestemmelse af pH-værdi i væsker. I pH-intervallet 1-14.

Specifikationer

Produktbetegnelse	PH-strips
Features	PH-interval 1-14
Længde/dybde	5 m
Bredde	7 mm
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
rl	1 rl	13 cm	6 cm	13 cm	5703538309182