




Produktdatablad

Konnektor til konnektering af blodtryksmanchetter serie 1 og 2, så disse kan konnekteres til blodtryksmåleapparat, Welch Allyn

Varenummer: 232551



Varedeklaration

Forpakning: 10 stk pr. kolli. Produktbetegnelse: Konnektor. Varemærke: Welch Allyn. Farve: grå. Materiale: plast. Features: kobling til 1 slange. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 60601-1. Model: Flexiport. Produktbeskrivelse: Passer til alle Flexiport manchetter. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 232555, 232735, 232736, 232737, 232738, 232556