



Varenummer 232553

Manchet, Welch Allyn, Flexiport, grøn, barn, uden slange, Str 9, Ø 15-21 cm



Produktbeskrivelse

Flexiport blodtryksmanchet flergangs. Manchetten har ingen syede sømme, der kan skære/rive. Flexiport leveres med en unik kobling, som gør skiftet mellem de forskellige manchetstørrelser yderst let. Kan med de forskellige koblinger der findes, anvendes til blodtryksapparater med både 1- og 2 slanger. Kan rengøres med enzymatisk sæbe eller desinficeres med 70% isopropylalkohol. Manchetten er latexfri. Slange og konektor skal købes separat.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Welch Allyn
Model	Flexiport
Farve	Grøn
Features	Barn, uden slange, Str 9, Ø 15-21 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	10.5 cm	1.6 cm	732094068436



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.