



Varenummer 232555

Manchet, Welch Allyn, Flexiport, rød, voksen, lang model, uden slange, str 12L Ø 32-43 cm

Produktbeskrivelse

Flexiport blodtryksmanchet flergangs. Manchetten har ingen syede sømme, der kan skære/rive. Flexiport leveres med en unik kobling, som gør skiftet mellem de forskellige manchetstørrelser yderst let. Kan med de forskellige koblinger der findes, anvendes til blodtryksapparater med både 1- og 2 slanger. Kan rengøres med enzymatisk sæbe eller desinficeres med 70% isopropylalkohol. Manchetten er latexfri.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Welch Allyn
Model	Flexiport
Farve	Rød
Features	Voksen, lang model, uden slange, str 12L Ø 32-43 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	16.5 cm	3 cm	732094066203



Produktet indeholder ikke latex.