



Produktdatablad

Blodtryksmanchet, overarm, str. XL, Welch Allyn

Varenummer: 232556



Varedeklaration

Forpakning: 1 stk. Produktbetegnelse: Manchet. Varemærke: Welch Allyn. Farve: sort. Features: voksen, uden slange, str. 11, Ø 25-34 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 60601-1. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Model: Flexiport. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Flexiport blodtryksmanchet flergangs. Manchetten har ingen syede sømme, der kan skære/rive. Flexiport leveres med en unik kobling, som gør skiftet mellem de forskellige manchetstørrelser yderst let. Kan med de forskellige koblinger der findes, anvendes til blodtryksapparater med både 1- og 2 slanger. Kan rengøres med enzymatisk sæbe eller desinficeres med 70% isopropylalkohol. Manchetten er latexfri. Slange og konnektor skal købes separat. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 232551