

Varenummer 232557

Slange, Welch Allyn, Flexiport, 80cm



Produktbeskrivelse

Anvendes som slange i forbindelse med brugen af Flexiport systemet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Slange
Varemærke	Welch Allyn
Model	Flexiport
Længde/dybde	80 cm
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	25.5 cm	24 cm	3.5 cm	732094112412
stk	1 stk				



Produktet indeholder ikke latex.