



Varenummer 232558

Blodtryksapparat, Welch Allyn, Durashock Gold, med skrueventil

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af blodtryk. Durashock serien er en utrolig slidstærk serie. Serien er droptestet fra 1 meters højde. Guld serien har en lasergraveret skala og juvelbevægelse for lang levetid. Der medfølger en standardmanchet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Welch Allyn
Model	Durashock Gold
Features	Med skrueventil
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	6.8 cm	19.5 cm	