



Varenummer 232560

Blodtryksapparat, Welch Allyn, Durashock Silver, med skrueventil

- ✓ Høj Målenøjagtighed
- ✓ Droptestet
- ✓ Inkl. smart Flexiport manchete



Produktbeskrivelse

DuraShock Silver blodtryksapparat med skrueventil. Lasergraveret manometer, blødt komfortgreb. Certificeret nøjagtighed til +/- 3 mmHg.. Leveres med etui og Flexiport voksenmanchet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Welch Allyn
Model	Durashock Silver
Features	Med skrueventil
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	6.5 cm	19.5 cm	732094087024



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.