



Varenummer 232562

Blodtryksapparat, Welch Allyn, 767, bordmodel inkl. voksenmanchet



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af blodtryk. Apparatet har en lasergraveret skala, som giver en uforlignelig præcision. Leveres med 1 standard FlexiPort manchet (str. voksen) med 2 slanger samt ballon med ventil. Apparatet har en nøjagtighed på +/- 3 mm Hg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Welch Allyn
Model	767
Features	Bordmodel inkl. voksenmanchet
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	20.8 cm	18.8 cm	732094071290



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.