



Varenummer 232594

Miele
PROFESSIONAL

Instrumentopvaskemaskine, Miele, PG8582, hvid, automatisk dosering af flydende midler



Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, en grundig og sikker rengøring af forskelligt medicinske udstyr. Miele PG8582 er CE-godkendt i forhold efter alle punkter i ISO EN 15883 for medicinsk udstyr, hvilket giver sikkerhed for godkendelse ved audit fra styrelsen for patientsikkerhed. PG8582 har dobbelt temperatursensor, spulearmsovervågning, neutraliseringsfase, en AO værdi på 6000 og en programtid på 48 minutter. Den udmærker sig ved en lang levetid samt lave driftsomkostninger. Det er vigtigt at sikre, at en instrumentopvaskemaskine, der anvendes i en dansk lægeklinik, opfylder de relevante standarder og regulativer, da det kan påvirke klinikkens evne til at overholde gældende hygiejnebestemmelser og sikre patienters sikkerhed. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumentopvaskemaskine
Varemærke	Miele
Model	PG8582
Farve	Hvid
Features	Automatisk dosering af flydende midler
Certifikater	CE
Produkt- eller teststandarder	EN 15883
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.