



Varenummer 232595

Miele
 PROFESSIONAL

Siskål, Miele, E142, 480x255x55mm, hel siskål med 5mm masker, til underkurv

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Siskål
Varemærke	Miele
Model	E142
Features	Hel siskål med 5mm masker, til underkurv
Længde/dybde	480 mm
Bredde	255 mm
Højde	55 mm
Vægt, netto	0.7 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	51.2 cm	28 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				4002511115972