



Varenummer 232598

Miele
PROFESSIONAL

Holder, Miele, E523, 450x220x151mm, til sibakker, 6 rum

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder
Varemærke	Miele
Model	E523
Features	Til sibakker, 6 rum
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	450 mm
Bredde	220 mm
Højde	151 mm
Vægt, netto	1.4 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.5 cm	24 cm	49.5 cm	