



Varenummer 2325

Hygiejnebeholder, Brabantia Touch bin, stål blank, rustfrit stål, 3 l, plast inderspand, soft close, forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejnebeholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Sekundær farve	Stål blank
Features	Plast inderspand, soft close, forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18.4 cm
Bredde	18 cm
Højde	28 cm
Diameter	18 cm
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Inkluderet tilbehør	Materiale til vægmontering.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	17.5 cm	18.5 cm	19 cm	8710755639623
stk	1 stk				



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspand med blødt luk.