



Varenummer 232621

Urinstix, Multistix, 10 SG



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinanalyse. Multistix 10 måler følgende parametre: glukose, methylketon, protein, hæmoglobin, pH, massefylde, leukocytter, nitrit, bilirubin og urobilinogen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Multistix
Features	10 SG
Materiale	Papir, PS
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse C
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Tørremidlet må ikke fjernes fra flasken. Låget skal altid skrues på igen efter brug. Ved indtagelse drik 2 glas vand eller mælk (ca. 250 ml pr. glas) for at fortynde. Søg læge for yderligere behandling.
Holdbarhed	18 måneder
Holdbarhed, åbnet	18 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3600 stk	39 cm	22 cm	16.5 cm	
pk	100 stk	13 cm	5.5 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				5016003230004



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.