

Multistix® 5 urinstix



- Hurtig, simpel og pålidelig urinstix, med et væld af informationer
- Svar på 5 parametre: Glukose, protein, hemoglobin, leucocytter og nitrit
- Dåse med 50 stk.
- Opbevares ved stuetemperatur
- Holdbarhed til udøbsdato på dåsen
- Aflæses visuelt eller automatisk på urinstixapparatet Clinitek Status®



Varenummer	Urinstix	Pakningsstr.
07500392	Multistix 5	50

Siemens Medical Solutions Diagnostics
Borupvang 3
2750 Ballerup
Telefon: 4477 4477
Fax: 4477 5839
www.siemens.com/diagnostics

SIEMENS