



Varenummer 232627

Centrifugerør, Sarstedt, 15 ml, klar, PP/HDPE, med rødt skruelåg, spids bund og skrivefelt, ikke-steril

Produktbeskrivelse

Centrifugerør med graduering og skrivefelt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Centrifugerør
Varemærke	Sarstedt
Farve	Klar
Features	Med rødt skruelåg, spids bund og skrivefelt, ikke-steril
Materiale	PP, HDPE
Længde/dybde	120 mm
Diameter	17 mm
Rumindhold, brutto	15 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	56.8 cm	39.1 cm	15.5 cm	04038917013888
pk	50 stk	39 cm	27.5 cm	5.5 cm	4038917113014