

Varenummer 232631

Chek-Stix, Clinitek Status



Produktbeskrivelse

Anvendes til chek af Clinitek Status urinalyseinstrument.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Chek-Stix
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status
Længde/dybde	5 cm
Bredde	10 cm
Højde	11 cm
Vægt, netto	116.4 g
Vægt, brutto	117 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	18 måneder
Holdbarhed, åbnet	18 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	5 cm	10 cm	11 cm	
stk	1 stk				5016003136405



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.