



Varenummer 232634

Graviditetstest, Clinitest, hCG, 438 g



Produktbeskrivelse

Anvendes til bestemmelse af graviditet via urinprøve. Testen undersøger urinen for forekomsten af hCG (Human Chorionic Gonadotropin). Sensitivitet ≥ 25 mIU/mL. Opbevares ved stuetemperatur. Kan kun aflæses på Clinitest Status Instrument.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Graviditetstest
Varemærke	Clinitest
Features	HCG
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	20.5 cm
Højde	6.5 cm
Vægt, netto	437 g
Vægt, brutto	438 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed, åbnet	18 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	450 stk	45.5 cm	42.5 cm	22 cm	
pk	25 stk	14.5 cm	20.5 cm	6.5 cm	630414473604
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.