



Varenummer 232639

Microalbumin stix, Clinitek, til Clinitek Status og Clinitek 50, 25 stk.

Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af microalbumin i urin. Stixen aflæses på urinanalyseapparat: Clinitek Status eller Clinitek 50. Kan ikke aflæses manuelt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Microalbumin stix
Varemærke	Clinitek
Features	Til Clinitek Status og Clinitek 50, 25 stk.
Holdbarhed	18 måneder
Holdbarhed, åbnet	18 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	13.5 cm	5.5 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				5016003208300