



Varenummer 232641

HbA1c reagens kit, DCA Vantage, Kølevare



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af HbA1c. Skal anvendes sammen med DCA Vantage instrument. Der anvendes kun 1 µl kapillærblod,



Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c reagens kit
Varemærke	DCA Vantage
Features	Kølevare
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	18 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 96 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	29.5 cm	22 cm	19.2 cm	
pk	10 stk	21.5 cm	14.2 cm	9 cm	630414592633
stk	1 stk				5016003503504



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.