




Varenummer 232642

HbA1c kontrol, DCA Vantage, Kølevare



Produktbeskrivelse

Anvendes til kontrol af HbA1c analysen på DCA Vantage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c kontrol
Varemærke	DCA Vantage
Features	Kølevare
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Produktet har på grund af sin sammensætning en udløbsdato fra sin produktionsdato på følgende længde:	18 måneder
Holdbarhed, åbnet	3 måneder ved opbevaring på køl
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13.5 cm	8.5 cm	6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.