



Varenummer 232645

Instrument, Clinitek Status+, for urinalyse



Produktbeskrivelse

Clinitek Status+ point-of-care urinalyseapparat til rutinetest, påvisning af tidlig nyresygdom og hCG-graviditetstest. Følgende test kan anvendes: Clinitek microalbumin, HcG og Multistix teststrips. Ved Multistix og microalbumin vil der være testtid på 60 sek. HcG vil have en respons tid på op til 5 min. ved negativt svar.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status+
Features	For urinalyse
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	32.3 cm	23.5 cm	31.5 cm	630414572314
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.