



Varenummer 232652

Urinmonovette, 10 ml, uden stabilisator (borsyre)



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabiliserer prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinmonovette
Features	Uden stabilisator (borsyre)
Længde/dybde	10.2 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fungerer som en alm. sprøjte. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelsehætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	512 stk	38 cm	37.5 cm	20.5 cm	4038917279772
pk	64 stk	28 cm	25 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.