



Produktdatablad

Urintest u/stabilisator, 10 ml sprøjte, ren

Varenummer: 232652



Varedeklaration

Forpakning: 64 stk pr. pakke. 8 pakker pr. kolli. 24 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Urinmonovette. Features: uden stabilisator (borsyre). Længde/dybde: 10,2 cm. Rumindhold, brutto: 10 ml. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Produktbeskrivelse: Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabiliserer prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl. Brugsanvisning: Fungerer som en alm. sprøjte. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelseshætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.