



Varenummer 232655

Urinmonovette, 10 ml, grøn, med stabilisator (borsyre)



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabiliserer prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinmonovette
Farve	Grøn
Features	Med stabilisator (borsyre)
Længde/dybde	10.2 cm
Diameter	1.5 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fungerer som en alm. sprøjte. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelseshætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	512 stk	37.7 cm	37.7 cm	20.7 cm	
pk	64 stk	39 cm	25 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.