



Varenummer 232656

Urinmonovette, 10 ml, uden stabilisator (borsyre), steril



Produktbeskrivelse

Urin Monovette anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabilisere prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinmonovette
Features	Uden stabilisator (borsyre), steril
Længde/dybde	10.5 cm
Diameter	1.5 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fungerer som en alm. sprøjte og er en nem og hygiejnisk løsning til urinprøver. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelseshætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver. Hvis prøven skal centrifugeres, knækkes stempelpinden af, hvorefter Urin Monovetten kan placeres direkte i de fleste typer centrifuger. Monovetten må ikke åbnes. Prøven kan sendes til laboratoriet med almindelig post, da de ikke er omfattet af reglerne for transport af farligt gods.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	76.7 cm	36.7 cm	18.8 cm	4038917009874
pk	100 stk	35 cm	15 cm	17 cm	4038917104432
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE