



Produktdatablad

Urintest u/boresyre, 10 ml sprøjte, steril

Varenummer: 232656



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Urinmonovette. Holdbarhed: 2 år. Holdbarhed, åbnet: 2 år. Features: uden stabilisator (borsyre), steril. Længde/dybde: 10,5 cm. Diameter: 1,5 cm. Rumindhold, brutto: 10 ml. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Produktbeskrivelse: Urin Monovette anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabilisere prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl. Brugsanvisning: Fungerer som en alm. sprøjte og er en nem og hygiejnisk løsning til urinprøver. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelseshætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver. Hvis prøven skal centrifugeres, knækkes stempelpinden af, hvorefter Urin Monovetten kan placeres direkte i de fleste typer centrifuger. Monovetten må ikke åbnes. Prøven kan sendes til laboratoriet med almindelig post, da de ikke er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.