




Varenummer 232657

Trådstativ, hvid, metal/PE, 4x5 huller, hul Ø18 mm

Produktbeskrivelse

Anvendes som stativ til blodprøvetagningsrør/centrifugerør og analyserør. Stativet er lavet af nylonovertrukket metaltråd, må ikke autoklaveres, men rengøres med klud/opvaskemaskine.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trådstativ
Farve	Hvid
Features	4x5 huller, hul Ø18 mm
Materiale	PE, metal
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	8 cm	6 cm	