



Varenummer 232658

Hårrør/kapillærrør, 1000 stk

Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod/væske.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hårrør/kapillærrør
Features	1000 stk
Længde/dybde	15 cm
Diameter	1.4 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1000 stk	18 cm	11.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				