



Varenummer 232659

Hårrør/kapillærrør, glas, 500 stk

Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod/væske.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hårrør/kapillærrør
Features	500 stk
Materiale	Glas
Længde/dybde	10 cm
Diameter	1.65 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	500 stk	10.3 cm	5.8 cm	5 cm	25706860113131
stk	1 stk				