




Varenummer 232660

Trådstativ, hvid, metal/PE, 3x4 huller, hul 20x20 mm, 70mm høj

Produktbeskrivelse

Anvendes som stativ til blodprøvetagningsrør/centrifugerør og analyserør. Stativet er lavet af nylonovertrukket metaltråd, må ikke autoklaveres, men rengøres med klud/opvaskemaskine.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trådstativ
Farve	Hvid
Features	3x4 huller, hul 20x20 mm, 70mm høj
Materiale	PE, metal
Højde	7 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	8 cm	10.8 cm	7 cm	