

Varenummer 232672

Urinprøverør, 11 ml, med skruelåg,
enkeltvis indpakkede, spidsglas, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Skrivefelt 16x110 mm, hvidt skruelåg, pakket enkeltvis.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinprøverør
Features	Med skruelåg, enkeltvis indpakkede, spidsglas, steril
Materiale	PS
Længde/dybde	11 cm
Diameter	1.6 cm
Rumindhold, brutto	11 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	38.5 cm	29.5 cm	19.8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE