



Varenummer 232673

Urinprøverør, 10 ml, med skruelåg og
skrivefelt, spidsglas, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Skrivefelt 16x110 mm.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinprøverør
Features	Med skruelåg og skrivefelt, spidsglas, steril
Materiale	PS
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	60 cm	26.5 cm	32 cm	4038917042710
pk	100 stk	41 cm	31 cm	5.5 cm	4038917155199
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE