



Varenummer 232683

## Låg

### Produktbeskrivelse

Anvendes som låg til forsendelsesrør i forbindelse med indsendelse af prøver. Låg og forsendelsesrør skal bestilles separat.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	31 cm	29 cm	5 cm	