



Varenummer 232685

Urinprøverør, Sarstedt, 10 ml, med skruelåg, skrivefelt og flad bund, steril

✓ Til urinopsamling

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med urinopsamling til analyse.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinprøverør
Varemærke	Sarstedt
Features	Med skruelåg, skrivefelt og flad bund, steril
Materiale	PP
Længde/dybde	7.9 cm
Diameter	1.6 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1000 stk	57.5 cm	36.5 cm	19 cm	
pk	100 stk	30 cm	28 cm	6 cm	4038917072113
stk	1 stk				4038917112901

Produktet er steril

STERILE