



Varenummer 232691

Indsatsbakke for slæde, Clinitek Status+, kort indsatsbakke

Produktbeskrivelse

Indsatsbakke for slæden til Clinitek Status+ urinanalyseapparat. kort indsatsbakke anvendes hvor du bruger teststrimler med eller færre end 4 testpuder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indsatsbakke for slæde
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status+
Features	Kort indsatsbakke
Længde/dybde	21.6 cm
Bredde	3.7 cm
Højde	1.5 cm
Vægt, netto	46 g
Vægt, brutto	46 g
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.6 cm	3.7 cm	1.5 cm	