



Varenummer 232692

Indsatsbakke til slæde, Clinitek Status+, lang indsatsbakke

Produktbeskrivelse

Indsatsbakke for slæden til Clinitek Status+ urinanalyseapparat. Lang indsatsbakke anvendes hvor du bruger teststrimler med mere end 4 testpuder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indsatsbakke til slæde
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status+
Features	Lang indsatsbakke
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	8.5 cm	1.4 cm	