



Varenummer 232694

HbA1c instrument, DCA Vantage



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af HbA1c og diagnosticering af diabetes. Skal anvendes sammen med DCA Vantage instrument. Det giver en analysekvalitet, der er fuldt på højde med laboratoriets. Der anvendes kun 1µl kapillærblod,

Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c instrument
Varemærke	DCA Vantage
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	37 cm	40 cm	34 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.