

Varenummer 232698

Label-ruller, Clinitek Status+, selvklæbende

Produktbeskrivelse

Selvklæbende labels til Clinitek Status urinanalyseapparat

Specifikationer

Produktbetegnelse	Label-ruller
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status+
Features	Selvklæbende
Længde/dybde	5.8 cm
Bredde	4.6 cm
Vægt, netto	400 g
Vægt, brutto	432 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 rl	21 cm	4.5 cm	6 cm	630414503899
rl	1 rl				