



Varenummer 232712

**Printerrulle, Tanita, 25m x 5,7cm,
Ø4,5cm, til Tanita kropsanalysevægte**

Produktbeskrivelse

Printerrullen passer til følgende kropsanalysevægte fra Tanita: Tanita SC 330 Professionel og Tanita DC 360. Mål: længde 25 meter, bredde 57 mm, diameter 45 mm, hylsediameter 13 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Printerrulle
Varemærke	Tanita
Features	Til Tanita kropsanalysevægte
Længde/dybde	25 m
Bredde	5.7 cm
Diameter	4.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4.5 cm	4.5 cm	6 cm	5709750000388