

Varenummer 232726

CRP, wrCRP+Hb, QuikRead Go



Produktbeskrivelse

Quikread go wrCRP+Hb er en unik CRP- og hæmoglobintest (Hb), der er let anvendelig og samtidig giver pålidelige og kvantitative CRP og hæmoglobin testresultater. Prøveudtagningen er let og hurtig og der skal kun bruges 10 µl prøvemateriale, hvilket giver en øget bekvemmelighed for patienten. Måleområdet for CRP er fra fuldblod 0,5-200 mg/l og 0,5-120 mg/l fra serum eller plasmaprøver. Måleområdet for Hb er 50-220 g/l. Kombinationen af CRP og Hb i samme prøver giver mere information til behandlingen af patienten og med en meget kort testtid på kun 2 minutter. Uåbnet kit kan opbevares ved stuetemperatur indtil kittets udløbsdato. Ved brug af wrCRP+Hb testkit er det en forudsætning, at Quikread Go apparatet er opdateret med minimum software version 7.5.1. Kontakt ABENA kundeservice for hjælp til software opdatering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	CRP, wrCRP+Hb
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Inkluderet tilbehør	Inkl. tests, kapillærrør, reagenshætter og stempler.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	59 cm	40 cm	26.5 cm	
pk	50 stk	19.2 cm	14.3 cm	8 cm	6438115000990
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.