



Produktdatablad

CRP diagnostisk testsæt, QuikRead

Varenummer: 232726



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 24 Pakke pr. Kolli, 16 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: CRP, wrCRP+Hb. Varemærke: QuikRead. Vareserie: Go. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Inkluderet tilbehør: Inkl. tests, kapillærrør, reagenshætter og stempler. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Produktbeskrivelse: Quikread go wrCRP+Hb er en unik CRP- og hæmoglobintest (Hb), der er let anvendelig og samtidig giver pålidelige og kvantitative CRP og hæmoglobin testresultater. Prøveudtagningen er let og hurtig og der skal kun bruges 10 µl prøvemateriale, hvilket giver en øget bekvemmelighed for patienten. Måleområdet for CRP er fra fuldblood 0,5-200 mg/l og 0,5-120 mg/l fra serum eller plasmaprøver. Måleområdet for Hb er 50-220 g/l. Kombinationen af CRP og Hb i samme prøver giver mere information til behandlingen af patienten og med en meget kort testtid på kun 2 minutter. Uåbnet kit kan opbevares ved stuetemperatur indtil kittets udløbsdato. Ved brug af wrCRP+Hb testkit er det en forudsætning, at Quikread Go apparatet er opdateret med minimum software version 7.5.1. Kontakt ABENA kundeservice for hjælp til software opdatering. Tilhørende varer: 1000010529, 232842