



Varenummer 232727

**Kapillærrør, QuikRead Go, 10 µl, passer til
wrCRP, 20 g**



Produktbeskrivelse

Anvendes til at optage 10 µl fuldblod til brug ved QuikRead wr CRP og wrCRP+Hb kit.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kapillærrør
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	10 µl, passer til wrCRP
Længde/dybde	9 cm
Bredde	2 cm
Højde	2 cm
Vægt, netto	19.1 g
Vægt, brutto	20 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	8 cm	6.2 cm	10 cm	
pk	50 stk	2 cm	2 cm	9 cm	6438115001591
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.