



Varenummer 232729

Miele
PROFESSIONAL

Halv-indsats, Miele, E379, 445x180x110mm

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Halv-indsats
Varemærke	Miele
Model	E379
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	445 mm
Bredde	180 mm
Højde	110 mm
Vægt, netto	0.728 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				
stk	1 stk				