




Varenummer 232731

Probespids, EasyTymp, til Titan og Easytymp

Produktbeskrivelse

Anvendes som reservedel til alle Titan tympanometer

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probespids
Varemærke	EasyTymp
Features	Til Titan og Easytymp
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14 cm	5 cm	2.5 cm	