



Varenummer 232732



Inkubator, 3M Attest, til biologisk autoklavekontrol

Produktbeskrivelse

Damp inkubator 3M 118 Attest anvendes til at kontrollere resultatet af en dampautoklaveproces. 3M Attest 1262 kapslerne anbringes i inkubatoren efter endt sterilisationscyklus og undersøges for vækst – første gang efter 24 timer, og anden og sidste gang efter 48 timer. Farveskift af indikatorerne fra lilla til gul indikerer overlevelse af sporerne og et positivt resultat (vækst). Inkubator 3M 118 Attest varmes op 1/2 time før brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inkubator
Varemærke	3M
Vareserie	Attest
Features	Til biologisk autoklavekontrol
Bortskaffelse af produkt	Afløberes på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm	707387095000