

Varenummer 232738

**Manchet, Welch Allyn, ECOCUFF,
85,9x17,9cm, grøn, én-patients
manchet, stor voksen, str 12, 33-45 cm**



Produktbeskrivelse

Anvendes til blodtryksmåling med Welch Allyn Flexiport blodtryksapparater. Med Flexiport klikssystem. Kan følge én patient i et behandlingsforløb, hvorefter den kasseres. Er med til at sikre en hygiejnisk blodtryksmåling hos patienter/brugere af samme blodtryksapparat. Der skal tilkøbes konnektor.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Welch Allyn
Model	ECOCUFF
Farve	Grøn
Features	Én-patients manchet, stor voksen, str 12, 33-45 cm
Længde/dybde	85.9 cm
Bredde	17.9 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	45.5 cm	39 cm	16.5 cm	732094248876
pk	50 stk	44.2 cm	18.5 cm	14.8 cm	732094236972
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.