

ABENA®

Produktdatablad

Eksplorationsgel, Abena, 250 ml, klar, flaske med krog, kan bruges til ultralydsscanning

Varenummer : 232742
Varegruppe : Ultralyds- og eksplorationsgel
Forpakninger : 15 stk = 1 kolli
56 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Eksplorationsgel
Varemærke:	Abena
Holdbarhed:	30 måneder
Holdbarhed, åbnet:	12 måneder
Farve:	klar
Ingredienser/sammensætning:	Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
Features:	flaske med krog, kan bruges til ultralydsscanning
pH-værdi (konc.):	pH 5,1
Rumindhold, brutto:	250 ml
Certifikater:	CE
Produktbeskrivelse:	Anvendes til undersøgelser, og til brug ved doppler. Produktet har en høj viskositet der gør den nem at applikere. Også til indvortes brug.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 200253, 200254