



Produktdatablad

Ultralydsgel, 250 ml

Varenummer: 232742



Varedeklaration

Forpakning: 15 stk pr. kolli. 48 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Eksplorations- og ultralydsgel. Varemærke: ABENA.

Holdbarhed: 30 måneder. Holdbarhed, åbnet: 12 måneder. Farve: klar. Ingrediensliste: Aqua, Glycerin, Hydroxethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. Features: uden farve og parfume, flaske med krog, kan bruges til ultralydsscanning. Rumindhold, brutto: 250 ml. Certifikater: CE, MD, Vegan Society, Asthma Allergy Nordic.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: ABENAs eksplorations- og ultralydsgel anvendes til undersøgelser, og er særligt udviklet til brug ved ultralydsscanninger. Produktet har en høj viskositet der gør den nem at påføre. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.