



Varenummer 232748

Reagensglas, Eurolyser - Cube, CRP-reagens med integreret pipette, 32 stk., kølevare, 278 g



Produktbeskrivelse

Alle reagenser og remedier til udførelse af CRP analysen er inkluderet i CRP testkittet. Reagensspinden indeholder det aktive reagens og fungerer samtidig som kapillærblods opsamler. Reagenset opbevares på køl, men har en holdbarhed på 2 måneder ved stuetemperatur. RFID chip er inkluderet i hver reagens testkit og indeholder kalibreringsinformationer til instrumentet som aktiveres ved at placere det på instrumentets top.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Reagensglas
Varemærke	Eurolyser - Cube
Features	CRP-reagens med integreret pipette, 32 stk., kølevare
Længde/dybde	18.5 cm
Bredde	18 cm
Højde	6 cm
Vægt, netto	278 g
Vægt, brutto	278 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kapillærrøret opsuger 5 µL blod og placeres herefter i buffer cuvetten. Cuvetten placeres herefter i instrumentet og analysering begynder. Der må max. gå 1 time fra prøvemateriale er opløst i bufferen til analysering startes - og reagenset skal altid have stuetemperatur, før analysering påbegyndes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	32 stk	18.5 cm	18 cm	6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.